

## การทดลองที่ 6. สเปกโตรมิเตอร์


### วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง
2. เพื่อหาความยาวคลื่นสเปกตรัมสีต่าง ๆ ในชุดสเปกตรัมของแสงจากหลอดแคดเมียม

### ทฤษฎี

#### สเปกโตรมิเตอร์(spectrometer)

สเปกโตรมิเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับศึกษาสเปกตรัมโดยวัดตำแหน่งมุมที่เป็นสเปกตรัมหักเหหรือเบี่ยงเบนไปจากแนวการเดินทางเดิมของแสง สเปกโตรมิเตอร์จะประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก คือ กล้องคอลลิเมเตอร์ (Collimator), กล้องโทรทรรศน์ (Telescope), แท่นจับเกรตติง (Grating holder) และเวอร์เนียวัดมุม (vernier bevel protractor) ดังรูปที่ 6.1




รูปที่ 6.1 ส่วนประกอบของสเปกโตรมิเตอร์

กล้องคอลลิเมเตอร์ ประกอบด้วยสลิต (Slit) มีปุ่มปรับขนาดของช่องเปิดที่จะอนุญาตให้แสงจากแหล่งกำเนิดผ่านและอยู่ด้านหลังเลนส์รวมแสง เมื่อระยะห่างระหว่างสลิตและเลนส์รวมแสงมีค่าเท่ากับความยาวโฟกัสของเลนส์รวมแสง แสงจากสลิต (ประพจน์เป็นแหล่งกำเนิดแสง) ที่หักเหผ่านเลนส์รวมแสงออกมาจะเป็นแสงขนาน ส่วนกล้องโทรทรรศน์ ประกอบด้วยเลนส์วัตถุและเลนส์ตา ซึ่งเลนส์ทั้งสองสามารถเลื่อนปรับระยะห่างได้ ที่เลนส์ตาจะมีเส้นตั้งฉาก (cross-wires) ติดอยู่เพื่อใช้เป็นตำแหน่งอ้างอิงในการกำหนด

ตำแหน่งที่จะอ่านค่ามุมของแสงหักเห เมื่อเลนส์วัตถุและเลนส์ตามีระยะห่างที่เหมาะสม เลนส์วัตถุจะรับแสงขนานจากเลนส์รวมแสงที่มาตกกระทบ นั่นคือ กล้องโทรทรรศน์ จะทำหน้าที่เป็นกล้องโทรทรรศน์ นอกจากนี้ กล้องโทรทรรศน์สามารถเคลื่อนได้รอบตัวอิสระจากเวอร์เนียวัดมุม เพื่อสามารถเลื่อนไปยังตำแหน่งสเปกตรัมที่ต้องการอ่านค่ามุมเลี้ยวเบน

### การเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง

เกรตติงที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นเกรตติงแบบส่งผ่าน ทำจากแผ่นแก้วใส โดยการขีดแผ่นแก้วให้เป็นรอยตรงและขนานกัน มีระยะห่างเท่าๆ กัน จำนวนหลายๆ เส้นในช่วงหนึ่งหน่วยความยาว ตรงที่เป็นรอยขีดจะเป็นบริเวณที่กันแสง ส่วนผิวเรียบที่อยู่ระหว่างรอยขีดจะทำหน้าที่เหมือนสลิตให้แสงผ่านไปได้ เมื่อแสงจากแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ผ่านเกรตติง จะเกิดการเลี้ยวเบนทำให้เห็นสเปกตรัมของแสงเมื่อมองผ่านกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งการเลี้ยวเบนนี้จะเกิดขึ้นในลักษณะสมมาตรทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของแนวทางเดินแสงจากแหล่งกำเนิดที่ไม่เกิดการเลี้ยวเบน (แนวตรง) ดังรูป 6.2



**รูปที่ 6.2** การเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง (a) การปรับตำแหน่งกล้องโทรทรรศน์เพื่ออ่านค่ามุมเลี้ยวเบนของสเปกตรัมสีต่างๆ (b) สเปกตรัมที่เกิดจากการเลี้ยวเบนของแสงจากหลอดแคดเมียมผ่านเกรตติง

จากรูปที่ 6.2ก เกรตติงที่จำนวนเส้นต่อความยาว ( $N$ ) แต่ละเส้นของเกรตติงมีความกว้าง  $d$  โดยที่  $d = \frac{1}{N}$  และในระบบ  $SI$   $d$  มีหน่วยเป็น เมตร ( $m$ ) เมื่อแสงที่มีความยาวคลื่น  $\lambda$  เดินทางผ่านเกรตติงแล้วเกิดการเลี้ยวเบน เมื่อพิจารณาค่าตำแหน่งที่แสงเลี้ยวเบนออกจากแนวการเคลื่อนที่เดิมที่ไม่เกิดการเลี้ยวเบนหรือแนวกลางมีความเข้มสูงสุด จะได้ความสัมพันธ์ เป็น

$$d \sin \theta_m = m\lambda \quad (6.1)$$

เมื่อ  $m$  คือ ลำดับของการเลี้ยวเบน เป็นเลขจำนวนเต็ม มีค่าเป็น  $0, 1, 2, 3, \dots$   
 $\theta_m$  คือ มุมในการเลี้ยวเบนของแสง ลำดับที่  $m$


สมการ (6.1) เรียกว่า สมการเกรตติง เมื่อเขียนสมการ (6.1) ใหม่เพื่อหาความยาวคลื่น ( $\lambda$ ) ของแสง จะได้

$$\lambda = \frac{d \sin \theta_m}{m} \quad (6.2)$$

สมการ (6.2) เป็นสมการที่ใช้คำนวณค่าความยาวคลื่นของเส้นสเปกตรัมสีต่างๆ โดยแต่ละลำดับของการเลี้ยวเบน เช่น  $m = 1$  คือ สเปกตรัมชุดที่ 1 และ  $m = 2$  คือ สเปกตรัมชุดที่ 2 เป็นต้น แต่ละชุดจะมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของแนวกลาง ชุดที่อยู่ใกล้แนวกลางที่สุด คือ ชุดที่  $m = 1$  และค่า  $m$  จะเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการเลี้ยวเบนห่างออกไปตามลำดับ และนอกจากนั้นในแต่ละชุดของการเลี้ยวเบนสามารถมีสเปกตรัมได้หลายสีขึ้นอยู่กับแสงจากแหล่งกำเนิด

### การอ่านเวอร์เนียร์วัดมุม

1. อ่านค่ามุมบนสเกลหลักซึ่งอยู่บนจานซึ่งยึดอยู่กับที่ โดยใช้ขีดศูนย์บนสเกลเวอร์เนียร์เป็นตัวชี้ อ่านค่าในหน่วยองศา ( $^{\circ}$ ) ดังรูปที่ 6.3 ขีด 0 บนสเกลเวอร์เนียร์ชี้ระหว่างตำแหน่ง  $89^{\circ}$  และ  $90^{\circ}$  ดังนั้นจึงบันทึกค่าเป็น 89 องศา ( $89^{\circ}$ )



รูปที่ 6.3 การอ่านเวอร์เนียร์วัดมุม

2. อ่านค่ามุมละเอียดบนสเกลเวอร์เนียร์ โดยให้หาตำแหน่งที่ขีดบนสเกลเวอร์เนียร์ตรงกับขีดบนสเกลหลักที่สุด อ่านค่าในหน่วยลิปดา ( $'$ ) ซึ่งมีเงื่อนไขเพิ่มเติม คือ
  - ก. เมื่อขีด 0 บนสเกลเวอร์เนียร์ชี้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของค่ามุมบนสเกลหลัก ขีดบนสเกลเวอร์เนียร์ตรงกับขีดบนสเกลหลักที่สุดสามารถอ่านค่าได้ทันที ดังในรูปที่ 6.3 หากขีด 0 ไม่ถึงขีดแบ่งครึ่งระหว่าง  $89^{\circ}$  และ  $90^{\circ}$  และขีดบนสเกลเวอร์เนียร์ที่ตรงกับขีดบนสเกลหลักที่สุด คือ ขีดที่ 5 ดังนั้นจึงอ่านค่าได้เท่ากับ 5 ลิปดา ( $5'$ )
  - ข. เมื่อขีด 0 บนสเกลเวอร์เนียร์ชี้เกินครึ่งหนึ่งของค่ามุมบนสเกลหลัก ขีดบนสเกลเวอร์เนียร์ตรงกับขีดบนสเกลหลักที่สุดก่อนที่จะบันทึกค่าตัวบวกเพิ่มอีก 30 ลิปดา ( $30'$ ) ดังในรูปที่ 6.3 หากขีด 0 เกินขีดแบ่งครึ่งระหว่าง  $89^{\circ}$  และ  $90^{\circ}$  และขีดบนสเกลเวอร์เนียร์ที่ตรงกับขีดบนสเกลหลักที่สุด คือ ขีดที่ 5 ดังนั้นจึงอ่านค่าได้เท่ากับ  $30 + 5 = 35$  ลิปดา ( $35'$ )

3. เมื่อต้องการบันทึกมุมในหน่วยองศาเท่านั้น มีวิธีการคำนวณ คือ

$$\text{มุมในหน่วยองศา} = \text{ค่ามุมที่อ่านบนสเกลหลัก} + \frac{\text{ค่ามุมในหน่วยลิปดา}}{60}$$


ผลที่ได้บันทึกโดยใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

## อุปกรณ์การทดลอง

1. สเปกโตรมิเตอร์ (Spectrometer)
2. หลอดแคดเมียม (Cadmium light source)
3. เกรตติง (Grating)


## วิธีการทดลอง

1. คลิกลิงค์ <https://www.geogebra.org/m/ht93sjuj> คลิกที่ปุ่ม เลือกเกรตติง เพื่อเลือกเกรตติงที่จะใช้ในการทดลอง อ่านค่าจำนวนเส้นต่อความยาว ( $N$ ) แล้วคำนวณความกว้างของช่องเกรตติง ( $d$ ) บันทึกค่า  $N$  และค่า  $d$
2. คลิก สวิตช์ เพื่อเปิดแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งได้ผลดังรูปที่



รูปที่ 6.4 การจัดอุปกรณ์การทดลองการเลี้ยวเบนของเส้นสเปกตรัมจากหลอดแคดเมียม

3. เลื่อนตำแหน่งกล้องเพื่ออ่านตำแหน่งมุมเลี้ยวเบนของเส้นสเปกตรัมสีม่วงในการเลี้ยวเบนลำดับที่ 1 ( $m = 1$ ) ทั้งด้านซ้าย ( $\theta_L$ ) และด้านขวา ( $\theta_R$ ) โดยให้เส้นสีดำนั่งตรงในวงกลม ซึ่งแทนภาพที่เห็นจากกล้องของสเปกโตรมิเตอร์จริงในห้องปฏิบัติการอยู่ตรงกลางของแถบสี ดังรูปที่ 6.5 อ่านตำแหน่งมุมเลี้ยวเบนทั้งค่าจากสเกลหลักและสเกลเวเนียร์ ซึ่งต้องเลือกใช้เวอร์เนียด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวเท่านั้น



รูปที่ 6.5 การจัดอุปกรณ์การทดลองการเลี้ยวเบนของเส้นสเปกตรัมจากหลอดแคดเมียม

หากเลื่อนกล้องไปด้านขวามือ มุมที่อ่านได้กำหนดเป็น  $\theta_R$  และหากกล้องเลื่อนไปทางซ้ายมือ ตำแหน่งมุมที่อ่านได้กำหนดเป็น  $\theta_L$  และคำนวณมุมเลี้ยวเบนของเส้นสเปกตรัมจาก  $\theta = \frac{|\theta_L - \theta_R|}{2}$

4. ทำการทดลองซ้ำข้อ 3 แต่เปลี่ยนเป็นสเปกตรัมของแสงสีน้ำเงิน, เขียวและแดงตามลำดับ
5. คำนวณความยาวคลื่นของแสงแต่ละสีโดยใช้สมการที่ (6.2) หลังจากนั้นคำนวณเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของความยาวคลื่นของสเปกตรัมที่ได้จากการทดลองโดยเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดให้ คือ
 

สเปกตรัม	สีแดง	ความยาวคลื่นเท่ากับ 643.80 นาโนเมตร
	สีเขียว	ความยาวคลื่นเท่ากับ 508.36 นาโนเมตร
	สีน้ำเงิน	ความยาวคลื่นเท่ากับ 480.00 นาโนเมตร
และ	สีม่วง	ความยาวคลื่นเท่ากับ 467.80 นาโนเมตร
6. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง